



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat do elektroterapii ZIMMER ELEKTROMEDIZIN GALVA 5 THERAPIE z VACO 5 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 80 VA,
- **Galva 5** jest sterowanym mikroprocesorem, uniwersalnym aparatem do diagnozowania i leczenia,
- Umożliwia stosowanie prądów monopolarnych, bipolarnych oraz średniej częstotliwości. Pozwala na szeroki zakres zastosowań,
- **Galva 5 w wersji Therapie posiada następujące programy:**
  - 00,01,03,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,15,21,24,25, 30,31,32,33,34,35,36,38,52,57,58,59,60,65,66,67,68,70,99
- Urządzenie posiada automatyczny test wewnętrzny sprawdzający poprawność funkcjonowania urządzenia,
- Ponad 100 zdefiniowanych programów rehabilitacyjnych,
  - Wbudowany wyświetlacz LCD o przekątnej 9.5",
  - Możliwość wyboru menu w języku: EN, FR, ES, NL, IT, DE,
  - **Rodzaje prądów stabilizowane w dwojaki sposób:**
    - CC - stałe natężenie prądu pacjenta (nastawiona wartość prądu nie zależy od oporności pacjenta),
    - CV - stałe napięcie na elektrodach (stabilizacja napięcia wyjściowego - prąd zależy od oporności pacjenta),
- **Rodzaje prądów:**
  - Prąd stały (galwaniczny),
  - Sinusoidea półfalowa,
  - Prostokątny monopolarny,
  - Prostokątny alternatywny,
  - Trójkątny,
  - Prostokątny bipolarny,
  - Średnia częstotliwość,
- Zabiegi kombinowane - aparat GALVA 5 można używać jednocześnie z ultradźwiękami firmy Zimmer typu SONO 5,
- **W zestawie:**
  - **Urządzenie do terapii podciśnieniowej ZIMMER Model VACO 5:**
    - Moc: 120 VA,
    - Możliwość ustawienia parametrów w zakresach:
      - Podciśnienia: 0 - 60 [kpa],
      - Puls: 0 - 5 [s],
      - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
  - **Mobilny wózek** wyposażony w:
    - Półkę na akcesoria,
    - Cztery podwójne kółka,
  - Elektrody gumowe - 4 szt.,
  - Fabrycznie nowe przewody podciśnieniowe - 4 szt.,
  - Instrukcja obsługi Galva 5 w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 45 x 46,5 x 94 cm,
- Waga zestawu: 21,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

