



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zagłówek MAQUET 1002.7000 z uchwytem przegubowym 1002.64A0 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Maquet 1002.7000** to zagłówek w kształcie podkowy, dzielony,
- Służy do podpierania głowy pacjenta w pozycji leżącej zarówno na wznak jak i na brzuchu,
- Składa się z dwóch materacy poliuretanowych w kolorze czarnym, **posiadają drobne ślady użytkowania widoczne na zdjęciach,**
- Manualna regulacja zagłówka w różnych pozycjach,
- Regulacja szerokości (wewnątrz) zagłówka w zakresie: 9 - 18 cm, każdej strony osobno,
- 2 sekcje zagłówka są regulowane niezależnie od siebie,
- Nadaje się do użytku ze stołem chirurgicznym Maquet: 1130, 1131, 1132, 1140/1150,
- Wymiary ogólne: 45 x 25 x 34 cm,
- Waga zestawu: 5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

