



Źródło światła CUDA ELITE XLS-300 + lampa czołowa CUDA DRH-110 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowane (używane),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 450 W,
- **Źródło światła CUDA Elite XLS-300** zapewnia najjaśniejsze i najbielsze oświetlenie wymagane podczas zabiegów chirurgicznych,
- Źródło światła: Xenon 300W SYC0052,
- Temperatura barwowa 5600K,
- Płynna kontrola natężenia światła: 0 - 100 %,
- Dostępne porty: ACMI, Wolf, Storz, Olympus,
- Licznik czasu pracy na tylnym panelu,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Lampa czołowa CUDA DRH-110,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 13 x 25 x 36 cm,
- Waga: 7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

