



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Łóżko porodowe FAMED LM - 01.0 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowane (używane),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Famed LM - 01.0** jest manualnym łóżkiem porodowym przeznaczonym na oddziały położnicze i ginekologiczne,
- Tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym **z widocznymi na zdjęciach śladami użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym,
- Łóżko można łatwo przekształcić w fotel, zapewniając wygodną pozycję podczas porodu,
- **Manualna regulacja:**
  - Wysokości leża w zakresie 66 - 103 cm za pomocą pompy hydraulicznej sterowanej dźwignią nożną,
  - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 70°,
  - Pozycji Trendelenburga 12 ° i anti - Trendelenburga 5 ° za pomocą sprężyn gazowych ,
  - Wysuwany spod siedziska segment nóg,
  - Boczne poręcze z możliwością opuszczenia,
- **W zestawie:**
  - Podkolanniki z możliwością regulacji wysokości, przesuwu wzdłużnego na listwie i położenia kąтового,
  - Podnóżki do stóp,
- Mobilne, na 4 kółkach o Ø 15 cm z centralną blokadą kół,
- Wymiary:
  - Leża: 200 x 74 x 9,5 cm,
  - Ogólne (w pozycji leżącej): 225 x 111 x 97/130 cm,
- Maksymalny udźwig: 170 kg,
- Waga: 147 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



