



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek/łóżko transportowe RTG MRI WARDRAY PREMISE MR5501 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.K., (2016 r.),
- **Wardray Premise** to funkcjonalny wózek transportowy zapewniający bezpieczeństwo podczas użytkowania w środowisku rezonansu magnetycznego,
- **Wyposażony w nowy materac** z tapicerką z atestem medycznym w kolorze czarnym (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- 2 - segmentowy,
- Konstrukcja w pełni przetestowana w środowisku z magnesem o indukcji 7T zapewnia możliwość podjechania wózkiem pod samo gantry skanera,
- Płynna manualna regulacja:
 - Wysokości leża w zakresie 49,5 - 94 cm,
 - Kąta nachylenia:
 - Segmentu pleców w zakresie 0 - 65°,
 - Leża do pozycji Trendelenburga zakresie 13°,
- Wyposażony w:
 - Uchwyty do przemieszczania na obu szczytach wózka,
 - 2 składane poręcze,
 - Gumowe nakładki ochronne na krawędzie uchwytów,
 - 4 miejsca na wieszak do kroplówki, po jednym w każdym narożniku wózka,
- Mobilny, na podstawie jezdnej z kółkami, wszystkie z hamulcem,
- **Wózek posiada drobne ślady użytkowania,**
- **W zestawie instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),**
- Wymiary ogólne: 216 x 65 x 49,5/94 cm,
- Maksymalny udźwig: 225 kg,
- Waga: 80 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

