



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Audiometr diagnostyczny KAMPLEX AD12 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **AD12 to przenośny audiometr, który idealnie nadaje się do szkół, przemysłu i podstawowych praktyk lekarskich lub wszędzie tam, gdzie przeprowadzane są szybkie badania przesiewowe słuchu,**
- **Łatwy w użyciu, wymaga minimalnego przeszkolenia przed użyciem i oferuje skalibrowane bodźce tonowe czyste i tonowe w szerokim zakresie częstotliwości,**
- **Specyfikacja:**
  - Zakres częstotliwości 250 - 8000 Hz,
  - Zakres głośności od -10 do 100 dB,
  - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **W zestawie:**
  - Słuchawki pacjenta Reloop RH-2350 PRO,
  - Oryginalna walizka,
- Wymiary:
  - Audiometru: 24 x 36 x 12,5 cm,
  - Walizki: 16 x 39 x 41 cm,
- Waga zestawu: 4,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

