



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół rehabilitacyjny MAQUET 4278 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Maquet 4278** jest stabilnym stołem rehabilitacyjnym, przeznaczonym do masażu i terapii manualnej,
- Używany do masażu leczniczego i rehabilitacji, z powodzeniem stosowany w różnych jej dziedzinach,
- Stabilna stalowa konstrukcja pokryta farbą proszkową w kolorze białym,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze granatowym posiada drobne otarcia widoczne na zdjęciach (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Zalety:**
  - Stabilność stołu we wszystkich położeniach,
  - Zagłówek z wygodnym otworem na twarz pacjenta ułatwiającym oddychanie podczas zabiegu,
  - Mobilny na czterech kółkach z hamulcami,
- **Elektryczna regulacja:**
  - Wysokości stołu za pomocą załącznika nożnego zintegrowanego z podstawą, w zakresie: 54 - 99 cm,
  - Kąta wygięcia segmentu pleców wraz z segmentem nóg za pomocą uchwytów po obu stronach stołu w zakresie: 0 - 26°,
- **Manualna regulacja:**
  - Kąta nachylenia podglówka: + 10° do - 30°,
  - Kąta nachylenia segmentu nóg: 85°,
- Wymiary
  - Ogólne: 70 x 200 x 54 cm,
  - Podglówka: 70 x 39 x 6 cm,
  - Segmentu pleców: 70 x 65,5 x 6 cm,
  - Segmentu nóg: 70 x 94 x 6 cm,
- Waga: 174 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

