



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny MAQUET 1554 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka** z atestem medycznym w kolorze kremowym - posiada normalne ślady użytkowania, **(możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą - wymiana tapicerki nie dotyczy podkolanników),**
- Gładka powierzchnia pozwala na optymalne czyszczenie i higienę,
- **Płynna elektryczna regulacja za pomocą załącznika nożnego:**
 - Pozycja dolna - do zajęcia fotela,
 - Pozycja górna - zabiegowa,
- **Fotel posiada:**
 - Miejsce na papier o szerokości 40 cm,
 - Uchwyty pacjenta,
 - Manualnie regulowane podkolanniki,
 - Podnózek,
 - Wysuwaną misę ze stali nierdzewnej o wymiarach: 50 x 30 cm,
- Misa na nieczystości posiada możliwość podłączenia obiegu wody oraz odpływu do kanalizacji dzięki czemu bardzo szybko i sprawnie można przygotować stanowisko na wizytę kolejnego pacjenta. Spluczkę misy uruchamia się za pomocą załącznika nożnego,
- **W zestawie:**
 - Załączniki nożne,
 - Wąż przyłączeniowy do wody,
 - Wąż odpływowy,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Szerokość siedziska: 75 cm,
 - Oparcie: 75 x 75 cm,
 - Podstawa: 55 x 96 cm,
 - Ogólne: 100 x 125 x 140 cm,
- Waga: 130 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

