



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Respirator MALLINCKRODT PURITAN-BENNETT 840 (Kat. 08) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V oraz akumulatorowe,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Puritan-Bennet 840** to respirator do długotrwałej wentylacji zastępczej dla celów intensywnej terapii,
- Może zaspokoić specyficzne potrzeby praktycznie każdego rodzaju pacjenta,
- Automatycznie kompensuje zależny od przepływu spadek ciśnienia w rurce dotchawiczej lub tchawicy i kontroluje ciśnienie mózgowe pacjenta do stałej wartości PEEP,
- Gdy obwód zostanie odłączony, przepływ gazu ustaje, a lekarze zostają powiadomieni,
- Bieżące kontrole w tle oceniają elektronikę i wentylację respiratora, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta,
- Innowacyjna konstrukcja ułatwia konfigurację i nawigację,
- Respirator obsługuje szpitalne systemy informacyjne i zapewnia bezproblemowy transfer danych,
- Ekran dotykowy DualView LCD,
- Menu oraz panel sterowania w języku angielskim,
- **Respirator wyposażony jest w następujące oprogramowanie:**
  - **BiLevel TM** - pozwala pacjentowi oddychać spontanicznie na dwóch poziomach PEEP,
  - **TC (Tube Compensation)** - Kompensując opór w sztucznych drogach oddechowych, ten rodzaj oddechu spontanicznego dokładnie pokonuje narzuconą pracę oddychania (WOB) z rurki dotchawiczej i tracheotomijnej,
- **Parametry respiratora:**
  - Wsparcie ciśnienia (PSUPP): 0 do 70 cm H<sub>2</sub>O,
  - Zakres czułości wydechowej (ESENS): 1% do 80%;
  - Szybkość objętości oddechowej bezdechu (VT): 25 do 2500 ml,
  - Częstość oddechów bezdechu (f): 2,0 do 40 / min,
  - Szczytowy przepływ wdechowy (V.MAX):
    - 1,0 do 30 l / min, dla noworodków,
    - 3,0 do 60 l / min, dla pacjenta pediatrycznego,
    - 3,0 do 150 l / min, dla pacjenta dorosłego,
  - Ciśnienie wdechowe (PI): 5 do 90 cm H<sub>2</sub>O,
  - Czas wdechu bezdechu (TI): 0,2 do 8,0 sekund,
  - Odstęp bezdechu (TA): 10 do 60 sekund,
  - Czas wydechu bezdechu (TE): TE ≥ 0,2 sekundy,
  - Końcowe ciśnienie wydechowe: PEEP: - 20 do 130 cm H<sub>2</sub>O,
- **W zestawie:**
  - Reduktor tlenu KORGIEL Model W802,
  - Węże zasilające w tlen i powietrze z końcówką do wyboru (AGA lub DIN),
  - Obwód oddechowy dla dorosłych z workiem oddechowym 2,0 L,
  - Filtr wielorazowego użytku wraz z autoklawowalnym pojemnikiem na skropliny,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (PDF),
- Mobilny na czterech kółkach, w tym dwa z hamulcami,
- Wymiary ogólne: 58,5 x 60,5 x 154 cm,
- Waga: 47,5 kg,
- Kat 08,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

