



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Lampa diagnostyczno-zabiegowa BERCHTOLD CHROMOPHARE D200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 45 VA,
- **BERCHTOLD D200** to ścienna lampa diagnostyczno-zabiegowa,
- **Specyfikacja:**
  - Wbudowany transformator,
  - Uchwyt sterylizacyjny,
  - Źródło światła: żarówka 12 V 50W,
  - Płynna regulacja natężenia oświetlenia,
  - Maks. natężenie światła 25.000 Lux przy odległości 0,8 m,
  - Temperatura barwowa: 3600 K,
  - Zasięg lampy: 60 -130 cm,
- Wymiary:
  - Długość całkowita lampy ok. 150 cm,
  - Średnica czaszy: 21 cm,
  - Średnica reflektora: 16,5 cm,
- Waga: 4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

