



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lampa diagnostyczno-zabiegowa BERCHTOLD CHROMOPHARE D200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 45 VA,
- **BERCHTOLD D200** to ścienna lampa diagnostyczno-zabiegowa,
- **Specyfikacja:**
 - Wbudowany transformator,
 - Uchwyt sterylizacyjny,
 - Źródło światła: żarówka 12 V 50W,
 - Płynna regulacja natężenia oświetlenia,
 - Maks. natężenie światła 25.000 Lux przy odległości 0,8 m,
 - Temperatura barwowa: 3600 K,
 - Zasięg lampy: 60 -130 cm,
- Wymiary:
 - Długość całkowita lampy ok. 150 cm,
 - Średnica czaszy: 21 cm,
 - Średnica reflektora: 16,5 cm,
- Waga: 4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

