



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Sterylicator na suche powietrze MELAG 75 (Rekondycjonowany (uzywany))

- Rekondycjonowany (uzywany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjecia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Czestotliwosc: 50/60 Hz,
- Moc: 690 W,
- **MELAG 75** to sterylizator na gorace powietrze, jest w pelny bezpiecznym i trwalym urzadzeniem. Spelnia wszelkie wymagania w zakresie urzadzen kompaktowych,
- Bezpieczenstwo gwarantuje funkcja automatycznego wyliczenia cyklu sterylizacji wlicznie z wyliczeniem zasilania po zakonczeniu cyklu,
- Urzadzenie moze byc stosowane w weterynarii i medycynie,
- Sterylizacja sucha,
- Wymuszony obieg powietrza,
- Pojemnosc: 4,3 L,
- Plynnna regulacja temperatury w zakresie 60°C do max. 180° C,
- Posiada wylicznik czasowy ustawiany w zakresie: 0 - 120 min,
- Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, mocna konstrukcja i duza trwaosc urzadzenia,
- **W zestawie:**
  - Tacka,
  - Uchwyt do tacki,
  - Instrukcja obslugi w jezyku niemieckim (PDF),
  - Przewod zasilajacy,
- Wymiary:
  - Tacki: 18 x 28 x 2 cm,
  - Komory: 19,5 x 29 x 7,3 cm,
  - Ogolne: 31 x 41,5 x 26 cm,
- Maksymalne obciazenie tacki: 2 kg,
- Waga: 12 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesiacy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiace na rynek miedzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

