



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wzrostomierz niemowlęcy SECA 207 (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Seca 207** to wzrostomierz niemowlęcy z poszerzoną suwmiarką, służący do precyzyjnego pomiaru leżącego niemowlęcia,
- Można go na stałe przykręcić do przewijaka, zamontować na ścianie lub korzystać z niego w formie przenośnej,
- Duże ograniczniki głowy i stóp umożliwiają łatwy pomiar długości,
- Składane suwaki ułatwiają przechowywanie
- Wyjątkowa trwałość dzięki wykonaniu z aluminium,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres pomiaru: 0 - 99 cm,
 - Działka elementarna: 1 mm,
- **W zestawie:**
 - Wielojęzyczna instrukcja obsługi (PDF),
- Wymiary ogólne: 104,7 x 12 x 28,6 cm,
- Waga: 0,8 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

