



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Szyna rehabilitacyjna TELOS CPM (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 45 W,
- **Szyna TELOS CPM** służy do leczenia ograniczeń w zakresie ruchu stawu kolanowego a także pośrednio biodra,
- **Specyfikacja:**
  - Kąt zgięcia regulowany co 4° w zakresie 0 - 98°,
  - Automatyczna kompensacja długości, adaptacja do anatomicznego ruchu nogi,
  - Można stosować zarówno na prawą jak i lewą nogę,
  - Regulowana przerwa między zgięciem a wyprostem w zakresie: 1-99 sekundy,
  - Regulowana prędkość w zakresie: 60 - 100 %
  - Posiada pamięć - zapamiętuje ostatnie ustawienia,
  - Wyłącznik awaryjny - pacjent może w każdej chwili przerwać zabieg i rozpocząć go ponownie w przeciwnym kierunku,
  - Panel sterowania w języku niemieckim,
- Mobilna na wózku,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Szyny: 66 x 30 x 35 cm,
  - Ogólne: 75 x 55 x 117 cm,
- Waga: 13 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



