



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret z regulacją śrubową (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Taboret przeznaczony do gabinetów lekarskich, szpitali, laboratoriów oraz prywatnych placówek medycznych,
- Tapicerka z atestem medycznym (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- Manualna regulacja wysokości za pomocą śruby trapezowej w zakresie: 48 - 60 cm,
- Wymiary:
 - Siedziska: Ø 31 cm,
 - Ogólne: 42 x 42 x 48 cm,
- Waga: 5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

