



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Lampa bakteriobójcza ULTRAVIOL NBV 60N (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 75 VA,
- **NBV 60N** to lampa bakteriobójcza naścienna, przeznaczona do stosowania: na blokach operacyjnych, salach chorych, laboratoriach, izbach przyjęć, w poczekalniach, aptekach, żłobkach, przedszkolach,
- Obudowa lampy wykonana z blacha kwasoodpornej, która wspomaga właściwości dezynfekcyjne oraz pozwala utrzymać urządzenie w czystości,
- W lampach przepływowych mechanizm działania oparty jest na specjalnych filtrach, które oczyszczają zanieczyszczone powietrze. Po przejściu przez filtr powietrze jest zatrzymywane w komorze dezynfekującej, gdzie poddane jest działaniu promieni UV-C. Następnie opuszcza komorę. Dużą zaletą lamp przepływowych jest to, iż nie mają negatywnego wpływu na organizm ludzki, stąd też zarówno personel medyczny jaki i pacjenci mogą przebywać w pomieszczeniach w których pracują lampy.
- **Specyfikacja:**
  - Sposób montażu: N- uniwersalna (ścienne-sufitowa),
  - Element emitujący promieniowanie UV-C: 2 x 30 W,
  - Trwałość promiennika: 8000h,
  - Energooszczędna,
  - **Wyposażona w nowe promienniki UV,**
  - Dezynfekowana kubatura: 25 - 50 m<sup>3</sup>/h,
  - Zasięg działania lampy: 10 - 20 m<sup>2</sup>,
  - Klasa zabezpieczenia ppor.: I,
  - Typ obudowy: IP 20,
  - Obudowa wykonana z blachy kwasoodpornej,
  - Wymiana filtra powietrza bez konieczności używania narzędzi,
  - Posiada normalne ślady użytkowania,
  - Lampa gotowa do montażu,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Uchwyty mocujące,
- Wymiary: 118 x 22 x 16 cm,
- Waga: 11 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

