



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret lekarski (siodło) (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Wygodny taboret medyczny o siedzisku w kształcie siodła,
- Znajduje zastosowanie między innymi w gabinetach lekarskich i zabiegowych oraz w pozostałych placówkach medycznych, często stosowane również przez terapeutów pracujących ze stołami rehabilitacyjnymi,
- Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (**możliwość wymiany tapicerki na inną, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- Obrotowe siedzisko z pneumatyczną regulacją wysokości dźwignią pod siedziskiem, w zakresie: 50 - 70 cm,
- Oparty na stabilnej, pięcioramiennej podstawie stalowej pokrytej chromem i wyposażonej w podwójne kółka oraz obręcz pod stopy,
- Jest prosty w utrzymaniu czystości i odporny na środki czyszczące, także do dezynfekcji powierzchni,
- Wymiary:
 - Siedziska: 40 x 42 cm,
 - Średnica podstawy: 50 cm,
 - Ogólne: 50 x 50 x 52 cm,
- Waga: 9 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

