



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezyjologiczny DRAGER JULIAN (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe akumulatory 12 V 7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Drager Julian** jest stanowiskiem do znieczulenia wziewnego, stosowanym w salach operacyjnych, przedoperacyjnych i wybudzeniowych,
- **Posiada dwa porty na parowniki z powszechnie stosowanymi układami złączy firmy Dräger PLUG-IN, brak parowników w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Zasilany w gazy: 2 x O₂, 2 x N₂O, Air,
- Respirator napędzany pneumatycznie typu Bellows in Bottle (sterowany elektronicznie),
- **Funkcje pomiarów respiratora:**
 - P_{MAX} (V) - 10-70 mbar,
 - VT - 50-1400 ml,
 - f - 4-60 bpm,
 - Ti/Te - 1:4 do 2:1 przy IPPV, 1:4 do 1:1 przy PCV,
 - Tip/Ti - 0% - 50%,
 - PEEP - 0-15 mbar,
 - P_{insp} (P) - 10-70 mbar,
 - Insp Flow - 10-75 L/min,
- Wbudowany monitor LED z funkcją pomiaru gazów O₂, AIR, N₂O, oraz panel sterowania i wyświetlacz funkcji respiratora,
- Płynna regulacja przepływu gazów O₂, AIR, N₂O,
- Wbudowany ssak zasilany z centralnej instalacji próżniowej,
- Ciśnienie dróg oddechowych: od -10 do 99 mbar,
- Automatyczne rozpoznawanie gazów anestetycznych,
- Łatwy w obsłudze,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, FR, JA, EL, HU, CA, TR, DE, IT, ES, NL, DA, NO, SV, PT,**
- Klawiatura na panelu starowina w języku angielskim,
- Wbudowane alarmy oraz zawory niskiego i wysokiego ciśnienia,
- **Aparat wyposażony w:**
 - Rozkładany stolik o wymiarach: 34 x 33,5 cm, max obciążenie 25 kg,
 - Szufładę o wymiarach: 30 x 44 x 18 cm,
 - Listwę do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Wbudowany ssak zasilany z centralnej instalacji próżniowej,
 - Miejsce na dwie butle gazowe,
- Mobilny na czterech kółkach w tym dwa z hamulcami,
- **W zestawie:**
 - Wężę zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Fabrycznie nowy układ oddechowy pacjenta,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- **Na życzenie klienta za dodatkową opłatą możliwość:**
 - Doposażenia aparatu w monitor pacjenta/kardiomonitor z naszej oferty,
 - Zamontowania systemu odprowadzania gazów anestetycznych (AGS, AGSS),
- Wymiary ogólne: 90 x 72 x 134 cm,
- Waga: 96 kg,
- **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
- **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy (na rynku krajowym - Polska),
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

