



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak endoskopowy OLYMPUS SSU-2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 130 VA,
- **Olympus SSU-2** jest ssakiem przeznaczonym do procedur endoskopowych,
- Kompaktowa budowa i intuicyjna obsługa,
- Wbudowany manometr,
- Posiada wygodny uchwyt do przemieszczania,
- Wytwarzane podciśnienie: (-0,8) bar,
- **W zestawie:**
 - Słój szklany autoklawowalny OLYMPUS o pojemności 1250 ml z zaworem przelewowym,
 - Autoklawowalny, silikonowy wąż ssący wielorazowego użytku o długości 150 cm,
 - Nowy filtr antybakteryjny,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 39 x 22 x 24 cm,
- Waga: 6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

