



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Zbiornik do długoterminowego przechowywania próbek biologicznych AIR LIQUIDE GT35 (Rekondujowany (używany))

- Rekondujowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Data produkcji 2017 r,
- **Zbiornik GT35** do długoterminowego przechowywania próbek biologicznych w słomkach lub fiolkach charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem ciekłego azotu. Dedykowane do przechowywania dużej ilości próbek w małej objętości,
- **Specyfikacja:**
  - Wykonany z aluminium,
  - Pojemność użytkowa: 33,6 l,
  - Średnica szyjki: 50 mm,
  - Dzielne odparowanie: 0,09 l,
  - Statyczny czas trzymania: 350 dni,
  - Liczba pojemników: 6,
  - Średnica pojemników: 38 mm,
  - Wysokość pojemników: 280 mm,
  - Liczba poziomów: 1,
  - Maks. pojemność 0,25 ml słomek: 3120,
  - Maks. pojemność 0,5 ml słomek: 1440,
  - Maks. pojemność 2 ml fiolek: 180,
- Posiada normalne ślady użytkowania,
- **W zestawie:**
  - 6 pojemników 280 mm,
- Wymiary:
  - Średnica 47 cm,
  - Wysokość: 66 cm,
- Waga:
  - Pustego zbiornika: 15 kg,
  - Pełnego zbiornika: 43 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

