



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zbiornik bezcisnieniowy do przechowywania i transportowania ciekłego azotu AIR LIQUIDE TR26 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- **Zbiornik TR26** to zbiornik bezcisnieniowy przeznaczony do magazynowania i transportowania ciekłego azotu. Ich konstrukcja z lekkiego aluminium z szyjką z tworzywa zespolonego zapewnia lekkość naczynia, jego odporność i znikome wyparowanie azotu. Poliuretanowa powłoka lakiernicza zapewnia wysoką jakość i wydłuża żywotność zbiornika.
- **Specyfikacja:**
 - Wykonany z aluminium,
 - Pojemność użytkowa: 26 l,
 - Średnica szyjki: 50 mm,
 - Dzielne odparowanie: 0,2 l,
 - Statyczny czas trzymania: 130 dni,
- Posiada normalne ślady użytkowania,
- Mobilny na podstawie jezdnej z 5 kółkami w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Podstawa jezdna,
- Wymiary:
 - Średnica 39 cm,
 - Wysokość: 67 cm,
- Waga: 20 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

