



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Zbiornik bezcisnieniowy do przechowywania i transportowania ciekłego azotu AIR LIQUIDE TR26 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- **Zbiornik TR26** to zbiornik bezcisnieniowy przeznaczony do magazynowania i transportowania ciekłego azotu. Ich konstrukcja z lekkiego aluminium z szyjką z tworzywa zespolonego zapewnia lekkość naczynia, jego odporność i znikome wyparowanie azotu. Poliuretanowa powłoka lakiernicza zapewnia wysoką jakość i wydłuża żywotność zbiornika.
- **Specyfikacja:**
  - Wykonany z aluminium,
  - Pojemność użytkowa: 26 l,
  - Średnica szyjki: 50 mm,
  - Dzielne odparowanie: 0,2 l,
  - Statyczny czas trzymania: 130 dni,
- Posiada normalne ślady użytkowania,
- Mobilny na podstawie jezdnej z 5 kółkami w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
  - Podstawa jezdna,
- Wymiary:
  - Średnica 39 cm,
  - Wysokość: 67 cm,
- Waga: 20 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

