



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zbiornik do długoterminowego przechowywania próbek biologicznych AIR LIQUIDE GT35 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- **Zbiornik GT35** do długoterminowego przechowywania próbek biologicznych w słomkach lub fiolkach charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem ciekłego azotu. Dedykowane do przechowywania dużej ilości próbek w małej objętości,
- **Specyfikacja:**
 - Wykonany z aluminium,
 - Pojemność użytkowa: 33,6 l,
 - Średnica szyjki: 50 mm,
 - Dzielne odparowanie: 0,09 l,
 - Statyczny czas trzymania: 350 dni,
 - Liczba pojemników: 6,
 - Średnica pojemników: 38 mm,
 - Wysokość pojemników: 280 mm,
 - Liczba poziomów: 1,
 - Maks. pojemność 0,25 ml słomek: 3120,
 - Maks. pojemność 0,5 ml słomek: 1440,
 - Maks. pojemność 2 ml fiolek: 180,
- Posiada normalne ślady użytkowania,
- Mobilny na podstawie jezdnej z 5 kółkami w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - 6 pojemników 280 mm,
 - Podstawa jezdna,
- Wymiary:
 - Średnica 54 cm,
 - Wysokość: 90 cm,
- Waga:
 - Pustego zbiornika: 15 kg,
 - Pełnego zbiornika: 43 kg,
 - Wózek jezdny: 6 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



