



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Inkubator laboratoryjny MEMMERT INP 600 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1600 W,
- **Memmert INP 600** to inkubator (cieplarka) laboratoryjny z naturalną wentylacją,
- Zintegrowany timer programowy dla 40 zmiennych ramp, każde 1 min. do 999 godzin,
- Integralny sterownik tygodniowy z funkcją grupowania (np. wszystkie dni robocze), z zegarem czasu rzeczywistego,
- Uniwersalne pokrętko regulacyjne do prostej obsługi pieca,
- Wizualne wskazania alarmu
- Elektroniczny regulator procesowy PID, wykorzystujący logikę rozmytą ze stałym dopasowywaniem mocy i oszczędzającym czas systemem autodiagnostycznym do szybkiego wykrywania usterek
- Regulacja wstępnie ogrzanego powietrza świeżego za pomocą sterowania klapą powietrzną w 10% krokach,
- Mechaniczny monitor temperatury: ogranicznik temperatury (TB),
- Automatyczny monitor temperatury bezpieczeństwa (ASF),
- Dodatkowe szklane drzwi,
- Wnętrze komory ze stali nierdzewnej,
- **Specyfikacja:**
  - Pojemność komory: 256 litrów,
  - Maksymalna ilość półek: 7,
  - Maksymalne obciążenie na półkę: 30 kg,
  - Zakres ustawień temperatury: od 20°C do 70°C,
  - Wbudowane:
    - Złącze RS 232,
    - Port drukarki,
    - Wejście na kartę pamięci (**brak karty w zestawie**),
- **W zestawie:**
  - Tacki sitkowe o wymiarach: 45,5 x 80 - 2 szt.
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Komory: 50 x 80 x 64 cm,
  - Inkubatora: 65 x 95 x 92 cm,
- Waga: 95,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

