



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator laboratoryjny MEMMERT BE 800 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2000 W,
- **Memmert BE 800** to inkubator (cieplarka) laboratoryjny z naturalną cyrkulacją powietrza,
- **Służy** do sterylizacji materiałów medycznych metodą suchego ogrzewania gorącym powietrzem pod ciśnieniem atmosferycznym,
- Elektroniczny regulator procesowy PID z programowalnym opóźnieniem ruchu i czasem podtrzymania, pracą zależną od ustawionej temperatury i funkcją powietrza,
- **Inkubator wyposażony w:**
 - **Regulator temperatury (max. 70°C),**
 - **Moduł włącznika głównego zawiera:**
 - Włącznik główny do wyboru trybu czasu pracy,
 - Trzy lampki gotowości urządzenia (zielona, czerwona, żółta),
 - Suwak do regulacji świeżego powietrza,
 - **Regulator przegrzania,**
- Dodatkowe szklane drzwi,
- **Na zewnętrznych drzwiach inkubatora widoczne na zdjęciach drobne otarcia,**
- Wnętrze komory ze stali nierdzewnej,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność komory: 749 litrów,
 - Maksymalna ilość półek: 10
 - Maksymalne obciążenie na półkę: 30 kg,
 - Maksymalne całkowite obciążenie: 160 kg,
- Inkubator mobilny na czterech kołach, w tym dwa z hamulcami,
- **W zestawie:**
 - Tacki sitkowe o wymiarach: 56 x 104 - 3 szt.
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary:
 - Komory: 60 x 103,5 x 120 cm,
 - Inkubatora: 76 x 119 x 162,5 cm,
- Waga: 187,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

