



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Kolposkop CARL ZEISS OPMI 1-FC (tor wizyjny) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 140 VA,
- **OPMI 1-FC jest mobilnym kolposkopem, wyposażonym w kamerę,**
- **Specyfikacja:**
  - Źródło światła: żarówka halogenowa 12V 100W,
  - Płynna regulacja natężenia światła,
  - Światłowod,
  - Powiększenia: 0,4/ 0,6/1/ 1,6/ 2,5
  - Ogniskowa:  $f = 250$ ,
  - Okular: 16 x z płynną regulacją rozstawu,
  - Filtr zielony,
  - Płynna regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła,
  - Płynna manualna regulacja wysokości okularu w zakresie 75 x 130 cm od podłogi,
- **Kolposkop rozbudowany o tor wizyjny - fabrycznie nową kamerę Wi-Fi MIC - FI Model FEDMEDMICFIEYE5M:**
  - Posiada mocowanie typu C, które umożliwi digitalizację zdjęć na tabletach, smartfonach i komputerach PC za pomocą dedykowanych aplikacji i oprogramowania,
  - Kompatybilna z większością urządzeń optycznych, takich jak mikroskopy, endoskopy, obiektywy itp.,
  - Posiada 3 zintegrowane przyciski oraz kontrolki sygnalizacyjne,
  - Rozdzielczość obrazu: 1,3 lub 5 MP,
  - Obrazy w formacie YUV i MJPG,
  - Źródło światła: zintegrowane regulowane oświetlenie LED,
  - Posiada matrycę CMOS,
- Kolposkop mobilny, na 5 - ramiennej podstawie jezdnej z kółkami, w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
  - Fabrycznie nowy adapter **MIC - FI Model MICFIEYEF18,**
  - Ładowarka,
  - Przewód USB 2.0,
  - Szablon do kalibracji kamery,
  - Płyta CD z oprogramowaniem w języku EN, RU, ZH, JA, KO, DE, PT, TR, BG,
  - Instrukcja obsługi kamery w języku: EN, IT, FR,
  - Fabrycznie nowy załącznik nożny Mic-Fi,
- **Za dopłatą możliwość zainstalowania podglądu dla pacjenta (zintegrowany monitor),**
- Mobilny, na 5 - ramiennej podstawie jezdnej z kółkami, w tym 2 z hamulcami,
- Wymiary:
  - Długość ramienia pantograficznego: 54 cm,
  - Średnica podstawy: 59 cm,
  - Ogólne: 59 x 59 x 120 cm,
- Waga zestawu: 45 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

