



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna KARL STORZ AUTOCON 350 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- Diatermia chirurgiczna **KARL STORZ AUTOCON 350** stosowana jest we wszystkich obszarach chirurgii. Dla bezpieczniejszego wpływu na organizm pacjenta zapewnia koagulację miękką i standardową a także koagulację wymuszoną. Precyzyjna kontrola mocy. Urządzenie pracuje w trybie cięcia monopolarnego, koagulacji monopolarnej i bipolarnej,
- **W zestawie:**
 - Załącznik nożny KARL STORZ,
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERGO PEN BOWA - 2 przyciski, trzonek 2,4 mm o długości 4,5 m (brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych o długości 4,5 m (brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
 - Fabrycznie nowy przewód bipolarny, szczypce BOWA o długości 4 m (możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 45 x 33 x 17 cm,
- Waga: 11 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

