



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cieplarka laboratoryjna JOUAN EB 170 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **EB 170** to inkubator laboratoryjny z wymuszoną konwekcją,
- **Specyfikacja:**
 - Płynna regulacja temperatury w zakresie: 30o - 60o C,
 - Płynna regulacja wentylacji w zakresie 1-10,
 - Komora wykonana ze stali nierdzewnej,
 - Pojemność komory: 170 L,
 - Wyposażona w dodatkowe szklane drzwi,
 - Maksymalna ilość półek: 13,
- **W zestawie:**
 - Tacki sitkowe o wymiarach: 47 x 47 - 2 szt.,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Cieplarki: 65 x 63,5 x 89 cm,
 - Komory: 51 x 51 x 62 cm,
- Waga: 70 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

