



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Konwerter protokołu (adapter cyfrowy) DRAGER MIB II PROTO CONV-LS 7256931 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Moc: 2 W,
- Konwerter umożliwia łączenie monitorów pacjenta Drager serii Infinity z innymi urządzeniami w miejscu opieki – takimi jak wentylatory, inkubatory i systemy anestezjologiczne. Dane z tych urządzeń są następnie wyświetlane na monitorze, gdzie można je przeglądać i wykorzystywać do tworzenia trendów i obliczeń,
- Ekonomiczne rozwiązanie do integracji danych,
- **Przeznaczony do użytku z monitorami pacjenta Infinity:**
 - Delta,
 - Delta XL,
 - Kappa,
- **Posiada wbudowane:**
 - Wejście RS 232 (25 - pinowe złącze subminiaturowe typu D),
 - Wyjście RJ45 MIB,
- Wymiary: 8,4 x 15 x 2,8 cm,
- Waga: 0,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

