



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Konwerter protokołu (adapter cyfrowy) DRAGER MIB II PROTO CONV-LS 7256931 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Moc: 2 W,
- Konwerter umożliwia łączenie monitorów pacjenta Drager serii Infinity z innymi urządzeniami w miejscu opieki – takimi jak wentylatory, inkubatory i systemy anestezjologiczne. Dane z tych urządzeń są następnie wyświetlane na monitorze, gdzie można je przeglądać i wykorzystywać do tworzenia trendów i obliczeń,
- Ekonomiczne rozwiązanie do integracji danych,
- **Przeznaczony do użytku z monitorami pacjenta Infinity:**
  - Delta,
  - Delta XL,
  - Kappa,
- **Posiada wbudowane:**
  - Wejście RS 232 (25 - pinowe złącze subminiaturowe typu D),
  - Wyjście RJ45 MIB,
- Wymiary: 8,4 x 15 x 2,8 cm,
- Waga: 0,4 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

