



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny STRYKER VISION ELECT HDTV 26" (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 W,
- **STRYKER Vision Elect HDTV** to inteligentny, mikroprocesorowy monitor TFT-LCD przeznaczony do stosowania w endoskopowych zastosowaniach chirurgicznych. Posiada ergonomicznie zaprojektowany wyświetlacz i jest kompatybilny z większością standardów wyświetlania RGB,
- **Specyfikacja:**
 - Ekran: LCD,
 - Przekątna: 26 cali,
 - Głębia koloru: 16 Milionów,
 - Współczynnik proporcji: 16:9,
 - Jasność: 500 cd/m²,
 - Czas reakcji: <25ms,
 - Kąt widzenia: +/- 89°,
 - Rozdzielczość: 1920 x 1200 @ 60Hz,
 - Sygnał wejściowy: DVI, VGA, HD/SD-SDI, C-Video/SOG, S-Video, Komponent (Y/G, Pb/B, Pr/R, H/CS, VS),
 - Menu w języku: angielskim,
- Mocowanie typu VESA (brak stojaka oraz uchwytu),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Zasilacz 24 V,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary lub gabaryt ogólny: 62 x 43 x 12 cm,
- Waga: 13 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

