



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) ALARIS GUARDRAILS PLUS GH (Powystawowy (demo))

- Nowa (powystawowa),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej, (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowane akumulator NiMH 7.2V/2.7Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 30 VA,
- **Alaris GH Plus** jest wielofunkcyjną pompą strzykawkową, odpowiednią do stosowania w intensywnej opiece medycznej i ogólnych zastosowań infuzyjnych,
- Stanowi doskonałe rozwiązanie dzięki rozbudowanym funkcjom podawania leków i pakietowi oprogramowania ochronnego Guardrails,
- Oferuje ona szeroki zakres funkcji umożliwiających łatwe podawanie substancji leczniczych, krwi i produktów krwiopochodnych, w tym duży, czytelny wyświetlacz i intuicyjny interfejs użytkownika. Charakteryzuje się przy tym zwartą konstrukcją i umożliwia obsługę szerokiej gamy specjalistycznych linii infuzyjnych,
- Duży czytelny wyświetlacz,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, DE, EN, FR, IT, NB, DA, SV, ES, FI, PT, NL, RO, CS, HU, SL, RU, TR, GR,**
- KVO - system utrzymania drożności żyły,
- 24 - godzinny rejestr objętości płynów podanych we wlewie,
- **Alarmy dźwiękowe i wyświetlane komunikaty:** Okluzja, Napęd odłączony, Brak zasilania, Usterka wewnętrzna, Niski poziom naładowania akumulatora, Rozładowany akumulator, Bliski koniec infuzji, Koniec infuzji, VTBI podana, Sprawdź strzykawkę,
- **Specyfikacja:**
 - Kompatybilna ze strzykawkami: BD Plastipak: 10 ml, 20 ml, 50 ml,
 - Szybkość podaży: od 0,1 do 1200 ml/h,
 - Objętość wlewu: od 0,0 do 9990 ml,
 - Rejestr naciśnięć klawiszy: 200 naciśnięć klawiszy,
 - Ustawienia okluzji - 11 poziomów od L0 do L10,
 - Pamięć min. 1500 zdarzeń,
- **Ustawienia funkcji bolusa:**
 - Bolus Rate: 1200 ml/h,
 - Objętość bolusa: 0,1 do 25 ml,
- **Wyposażona w:**
 - Składany uchwyt do powieszenia na statywie,
 - Złącze RS232 umożliwiające przesyłanie danych za pośrednictwem przewodu szeregowego,
 - Port podczerwieni (IrDA) umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie danych,
 - Wieszak zestawu infuzyjnego,
 - Wygodny uchwyt do przenoszenia,
 - **Tryb cichy** - wycisza dźwięki klawiszy oraz sygnał wyłączenia zasilania (jeśli został włączony),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 15,5 x 31 x 12 cm,
- Waga: 2,6 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

