



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor BIONET BM5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator Li-ion 2400 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **BIONET BM5** to zaawansowany monitor funkcji życiowych pacjenta z kolorowym 10,4-calowym wyświetlaczem TFT LCD o rozdzielczości 800 x 600 pixeli,
- **Zalety urządzenia:**
 - Możliwość zamrożenia ekranu,
 - **Menu w języku angielskim,**
 - Łatwy w użyciu interfejs,
 - Obsługa za pomocą pokrętki nawigacyjnego TRIM KNOB ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Wygodny uchwyt do przenoszenia oraz zawieszenia monitora,
 - Drukarke termiczną o szerokości papieru 5,8 cm,
 - Monitorowanie dorosłych, dzieci i noworodków,
 - Wykrywanie 13 rodzajów arytmii,
 - Detekcja kardiostymulatorów,
 - 120 rodzajów analizy EKG,
 - Wbudowane porty:
 - Wyjście VGA dla dużego ekranu,
 - RJ45 LAN,
- **Wyposażony w stację kapnograficzną oraz następujące moduły i okablowanie:**
 - EKG - Przewód 3 - odprowadzeniowy,
 - SPO2 - Fabrycznie nowy czujnik klipsowy,
 - NIBP - Fabrycznie nowy mankiet + podwójny przewód powietrzny,
 - BP1 i BP2 - **Możliwość wyposażenia w linie pomiarową za dodatkową opłatą,**
 - T1 i T2 - Brak czujnika w zestawie (**możliwość wyposażenia za dodatkową opłatą**),
 - CO2 - Brak przetwornika pomiarowego,
- **Kardiomonitor umieszczony na mobilnym wózku wyposażonym w:**
 - Wygodny uchwyt do przemieszczania,
 - Dwa koszyczki na akcesoria o wymiarach: 21,5 x 15 x 10 cm,
 - Pięcioramienną podstawę na kółkach,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 50 x 50 x 129 cm,
 - Kardiomonitora ze stacją: 19 x 27 x 29 cm
- Waga zestawu: 13,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

