



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podwójny dozownik tlenu O2 MEDAP FINA FLOW O 15 (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Dozownik tlenu Fina Flow** z kompensacją ciśnienia przeznaczony jest do regulacji przepływu nawilżonego odpowiednio tlenu medycznego dostarczanego z centralnej instalacji gazów do pacjenta,
- Podłączany poprzez dedykowaną końcówkę wtykową do odpowiednich punktów poboru gazów medycznych (montowanych bezpośrednio w ścianie, panelach przyłóżkowych, kolumnach anestezyjologicznych itp.),
- Duże zawory sterujące umożliwiają niezwykle precyzyjne dozowanie podczas inhalacji lub wdmuchiwania,
- Odporny na korozję, matowo chromowany mosiądz i stal nierdzewna zapewniają długą żywotność,
- **Specyfikacja:**
 - Rodzaj gazu: tlen,
 - Zakres przepływu: 0 - 15 l/min,
 - Dokładność:
 - $\pm 10\%$ powyżej 5 l/min wskaźnik natężenia przepływu,
 - $\pm 0,5$ l/min do 5 l/min wskaźnik natężenia przepływu,
 - System przyłącza: ściennie dla DIN,
 - Gwint połączenia: UNF 9/16",
 - Ciśnienie robocze: 4,5 - 5,5 bar,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy nawilżacz bąbelkowy z zaworem bezpieczeństwa - 2 szt.,
- Wymiary:
 - Dozownika: 12 x 17 x 16,5 cm,
 - Ogólne: 13,5 x 18 x 34 cm,
- Waga zestawu: 1800 g,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

