



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Pojedynczy dozownik tlenu O2 MEDAP FINA FLOW C2 15 (Powystawowy (demo))

- Nowy, powystawowy,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Dozownik tlenu Fina Flow** z kompensacją ciśnienia przeznaczony jest do regulacji przepływu nawilżonego odpowiednio tlenu medycznego dostarczanego z centralnej instalacji gazów do pacjenta,
- Podłączany poprzez dedykowaną końcówkę wtykową do odpowiednich punktów poboru gazów medycznych (montowanych bezpośrednio w ścianie, panelach przyłóżkowych, kolumnach anestetycznych itp.),
- Duży zawór sterujący umożliwia niezwykle precyzyjne dozowanie podczas inhalacji lub wdmuchiwania,
- Odporny na korozję, matowo chromowany mosiądz i stal nierdzewna zapewniają długą żywotność,
- **Specyfikacja:**
  - Rodzaj gazu: tlen,
  - Zakres przepływu: 0 - 15 l/min,
  - Dokładność:
    - $\pm 10\%$  powyżej 5 l/min wskaźnik natężenia przepływu,
    - $\pm 0,5$  l/min do 5 l/min wskaźnik natężenia przepływu,
  - System przyłącza: ściennie MEDAP,
  - Gwint połączenia: UNF 9/16",
  - Ciśnienie robocze: 4,5 - 5,5 bar,
- **W zestawie:**
  - Fabrycznie nowy nawilżacz bąbelkowy z zaworem bezpieczeństwa,
- Wymiary:
  - Dozownika: 14 x 5 x 17 cm,
  - Ogólne: 17 x 7,5 x 34 cm,
- Waga zestawu: 830 g,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

