



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny THERAPY EQUIPMENT 8011V35 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie 230 V lub poprzez nowy akumulatory (12V 3,2 Ah),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 0,45 A,
- Wytwarzane podciśnienie: -5 do -550 mmHg,
- Płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła,
- **Wyposażony w:**
 - Uchwyt do mocowania stojów,
 - Uchwyt do przemieszczania,
 - Tester poziomu naładowania akumulatora,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy słój autoklawowalny z tworzywa o pojemności 1,7 L,
 - Fabrycznie nowy wąż ssący o długości 1,8 m,
 - Fabrycznie nowe filtr hydrofobowy,
 - Przewód zasilający,
- Mobilny na czterech podwójnych kółkach,
- Wymiary ogólne: 27 x 40 x 81,5 cm,
- Waga: 10 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

