



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator MEDTRONIC BIPHASIC LIFEPAK 12 (Kat. 65) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 12 V oraz poprzez dwa wymienne akumulatory 12V 1,2 Ah, **(jeden w zestawie, możliwość doposażenia w drugi za dodatkową opłatą),**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 180 W,
- **Lifepak 12** jest dwufazowym defibrylatorem karetkowym,
- Posiada wyświetlacz o przekątnej 8,1",
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, FR, DE, ES, SV, IT, FI, NL, PT, DA, NO,**
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Wbudowana drukarka na papier o szerokości: 11 cm,
- Wyposażony w uchwyt do przenoszenia,
- **Funkcje:**
 - SYNC - Synchronizacja - Kardiowersja,
 - ADVISORY - INFO (doradztwo) - Uruchamia system ciągłego nadzoru pacjenta (CPSS),
 - ANALYZE - ANALIZUJ - Włącza system doradczy SAS (Shock Advisory System),
 - PACER - Stymulator - Uruchamia funkcję stymulacji,
- **Wyposażony w następujące moduły z okablowaniem i czujnikami:**
 - EKG - Przewód 5 - odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Fabrycznie nowy czujnik klipsowy,
- **W zestawie:**
 - Łyżki twarde,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Ładowarka Medtronic - zasilana 230 V,
 - Przewód zasilający do ładowarki,
- Wymiary ogólne: 23 x 40 x 38 cm,
- Waga zestawu: 10 kg,
- Kat. 65,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

