



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Rynolaryngofibroskop OLYMPUS ENF-P4 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- **ENF-P4** - zapewnia wyraźny, kompleksowy obraz jamy nosowej i obszarów krtani i gardła,
- Wykorzystuje wysokiej jakości technologię światłowodową, dzięki czemu obrazy są wyraźne i dokładne, a jednocześnie umożliwia nam dodanie jeszcze większej liczby włókien, dzięki czemu obraz jest większy i jaśniejszy,
- **Aparat posiada martwe punkty widoczne na zdjęciu,**
- **Specyfikacja:**
  - Kierunek widzenia: podgląd do przodu,
  - Maksymalny kąt pola widzenia: 85°,
  - Średnica zewnętrzna końcówki: 3,6 mm,
  - Długość robocza: 300 mm,
  - Długość całkowita: 530 mm,
  - Maksymalny kąt zgięcia końcówki endoskopu:
    - W górę: 130°,
    - W dół: 130°,
- **W zestawie:**
  - Walizka Olympus,
- Wymiary walizki: 9 x 42 x 32 cm,
- Waga zestawu: 2 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

