



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podnośnik pacjenta kąpielowo-transportowy VERMEIREN EAGLE 620 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji Belgijskiej, (2018 r.),
- Zasilanie akumulatorowe: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12V 2,9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Podnośnik EAGLE 620 VERMEIREN** do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. Podnośnik okazuje się być przydatny przy przesadzaniu chorego, np: z łóżka na wózek. Pomaga również przy zabiegach higieniczno - pielęgnacyjnych, podczas kąpieli oraz innych czynnościach powiązanych z przemieszczeniem oraz transportem chorych. Niewątpliwymi zaletami podnośnika EAGLE są szybka obsługa i łatwa możliwość złożenia go do transportu czy przechowywania. Dodatkowym atutem jest wysokiej jakości, solidny siłownik gwarantujący płynne i bezproblemowe działanie,
- **Specyfikacja:**
 - Solidna konstrukcja umożliwiająca udźwig do 150 kg,
 - W komplecie nosidło (siedzisko) REGULAR rozm. L (70-120 kg),
 - Podnośnik działa automatycznie sterowany za pomocą na pilota,
 - Wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantuje płynne i bezproblemowe działanie,
 - Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi,
 - Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności,
 - Podnośnik wyposażony w przycisk awaryjny,
 - Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów np z łóżka, z wózka,
 - Elektryczna regulacja wysokości ramienia w zakresie 72 - 174 cm,
 - Dystans pomiędzy nogami regulowany manualnie w zakresie: 55 - 103 cm,
 - Ilość operacji: ok 40 podniesień na ładowanie,
 - Wyposażony w 4 kółka z czego 2 z blokadą,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku: PL, EN, FR, NL, DE, IT, ES (PDF),
 - Ładowarka,
 - Nosidło REGULAR rozm. L (70-120kg)
- Wymiary:
 - Długość podstawy: 111 cm,
 - Wysokość podstawy: 110 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 kg,
- Waga: 38 kg
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

