



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Przewód QUIK-COMBO do defibrylatora PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 15 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Kabel wielofunkcyjny **QUIK-COMBO** do defibrylatora **LIFEPAK 15**,
- Możliwość wykonania defibrylacji (tryb manualny i AED), stymulacji, monitorowania EKG,
- Przeznaczony do elektrod wielofunkcyjnych dla dorosłych i dzieci (pediatrycznych),
- Złącze przyłączeniowe do defibrylatora / monitora: tzw. wielopinowe,
- Złącze przyłączeniowe elektrod: Quik-Combo,
- Wymiary:
 - Długość przewodu: 2,5 m,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

