



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotelik lekarski BQE DYNAMIC (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- **Dynamic** to ergonomiczne krzesło lekarskie, które aktywuje i koryguje pozycję siedzącą. Posiada unikalny, opatentowany mechanizm nożycowy między siedziskiem a oparciem. Podparcie odcinka lędźwiowego przesuwa się automatycznie do tyłu i dopasowuje do pustych konturów. Naturalny anatomiczny kształt kręgosłupa w kształcie litery S pozostaje nawet podczas biernego siedzenia. Małe podparcie odcinka lędźwiowego zapewnia optymalną swobodę ruchów i aktywuje rozciąganie kręgosłupa,
- **Wytrzymała tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym, posiada drobne ślady użytkowania, (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Manualna regulacja wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 55-71 cm,
- Doskonale nadaje się do gabinetów lekarskich i laboratoriów lub np. jako fotel dentystyczny,
- Podstawa krzyża wykonana jest ze stali chromowanej, wyposażona w pięć podwójnych kółek,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku: EN, DE, NL,
- Wymiary:
 - Siedziska: 37,5 x 43,5 x 9 cm,
 - Ogólne: 60 x 60 x 76 cm,
- Maksymalny udźwig: 110 kg,
- Waga: 11,5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

