



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor pacjenta/kardiomonitor PHILIPS INTELLIVUE MP30 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez dwa wbudowane akumulatory Li-Ion 10,8 V/6,0 Ah (**brak w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **IntelliVue MP30** jest kardiomonitorem monitorującym wiele funkcji życiowych,
- **Posiada:**
  - Ekran panelowy, wykonany w technologii TFT LCD o przekątnej 10" i pracujący w rozdzielczości SVGA,
  - Obsługę za pomocą ekranu dotykowego, oraz joysticka nawigacyjnego pozwala to na bezpośredni dostęp do wielu funkcji za pomocą prostych poleceń,
  - **Menu w języku angielskim,**
  - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
  - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
  - Trendy pomiarów można przedstawiać graficznie, łącząc maksymalnie trzy krzywe na jednym wykresie, co pozwala łatwo zidentyfikować zmiany stanu fizjologicznego pacjenta,
  - Trendy parametrów szybkozmiennych mogą być aktualizowane co jedno pobudzenie i możliwe jest wyświetlenie maksymalnie czterech segmentów trendów o wysokiej rozdzielczości,
  - Technologia IntelliVue - dostęp do informacji różnych systemów w szpitalnej sieci - aptecznego, laboratoryjnego, zarządzania EKG, PACS oddziału radiologii, systemów szpitalnych opartych na serwerze i innych - oraz ich dostarczanie do monitora pacjenta,
  - Brak osobnego dysku twardego i wentylatora - monitory IntelliVue są niewielkie, ciche, stabilne i szybko się uruchamiają,
  - Pokrętło nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
  - Alarmy akustyczne i wizualne,
  - Gniazdo Defib Synch, LAN,
  - Wbudowaną drukarkę o szerokości papieru 5 cm,
- **Wyposażony w moduł PHILIP Model M3001A z okablowaniem:**
  - EKG /RESP - Fabrycznie nowy przewód 3 - odprowadzeniowy z przedłużką,
  - SPO2 - Fabrycznie nowy czujnik silikonowy,
  - NBP - Mankiet z przewodem powietrznym,
  - TEMP - Gniazdo złącza temperatury, (**brak czujnika w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 21 x 34 x 28 cm,
- Waga zestawu: 6,5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

