



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny ALVO SONATA 4-03 (Rekondukcjonowany (używany))**

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez 2 wbudowane akumulatory 12V 7.2 Ah 20HR
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- System stołów **ALVO Sonata** powstał z myślą o optymalizacji przepływu pracy na bloku operacyjnym. System umożliwia zamianę blatów – zdjęcie i założenie blatu umożliwia wózek do transportu blatu, który jest kompatybilny z szeroką gamą podstaw (płaską, przejezdną, obrotową). Stoły w systemie SONATA przeznaczone są do podtrzymywania pacjenta podczas wszystkich zabiegów i operacji chirurgicznych: w chirurgii ogólnej, radiologii, endoskopii, neurochirurgii, ginekologii, urologii i ortopedii. Regulacja funkcjonalnych ruchów stołu odbywa się za pomocą niezawodnego układu elektrohydraulicznego. Ruchy funkcjonalne blatu są wspomagane sprężynami gazowymi lub mechanicznie,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym z powłoką antybakteryjną BioCote,**
- 5 – segmentowy,
- Napęd elektrohydrauliczny,
- **Regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego w wielu płaszczyznach:**
  - Wysokości w zakresie: 112 – 80 cm,
  - Pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: 40°,
  - Przechyłu boczego w zakresie: 30°,
  - Przycisk pozycji „0”,
- **Manualna regulacja:**
  - Kąta oparcia pleców w zakresie: od -45° do 85°,
  - Kąta podnóżków w zakresie: od -90° do 20°,
  - Kąta rozchylenia podnóżków w zakresie: 180°,
  - Kąta podgłówka w zakresie od: -45° do 45°,
  - Wypiętrzenie ławeczki nerkowej: 15 cm,
  - Przesuw wzdłużny: 30 cm,
- **Posiada:**
  - Przezierność X-RAY,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Możliwość montażu kaset RTG,
  - Wbudowaną ładowarkę,
- Rodzaj pracy: przerywany 2/18 min,
- Wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,
- Mobilny z centralnym hamulcem,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **W zestawie:**
  - 2 x wózek do transportu blatu **ALVO 4-09-006,**
  - Drugi wymienny blat **ALVO 4-03-5,**
  - Pilot przewodowy,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Leża: 210 x 50 cm,
  - Podstawa: 57 x 99 cm,
- Maksymalny udźwig: 275 kg,
- Waga: 250 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

