



Przystawka ortopedyczna ALVO 4-09-100 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Przystawka ortopedyczna ALVO** wykorzystywana jest do operowania pacjentów ze złamaniami kości kończyn dolnych. Zastosowanie wyposażenia dodatkowego daje możliwość wykonywania specjalistycznych zabiegów. Elementy metalowe wykonane są ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Zmiana długości oraz kąta rozwarcia ramion przystawki jest możliwa dzięki mechanizmom blokującym nastawianym ręcznie. Układ ramion przystawki zapewnia możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta. Odpowiednio uformowany blat przystawki montowany jest w miejsce podnóżków w blacie stołu operacyjnego. Posiada kształt trójkąta o ściętym wierzchołku. Umieszczenie aparatu naciągowego oraz wałka oporowego zapewnia dokonanie skutecznego naciągu operowanej kończyny. Sam aparat naciągowy dzięki swoim funkcjom zapewnia precyzyjne ustawienie i naciąg nogi w trakcie zabiegu. Konstrukcja przystawki umożliwia monitorowanie kończyn ramieniem C.
- Łatwy transport i oszczędność miejsca dzięki możliwości przechowywania wszystkich akcesoriów na wózku,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową, za dodatkową opłatą),**
- Wymiary: 215 x 60 x 110 cm,
- Waga: 63 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

