



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Pojemnik do sterylizacji J&J CIDEX 2027 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- **J&J Cidex to pojemnik do sterylizacji i dezynfekcji instrumentów medycznych,**
- Może być używany do ręcznego czyszczenia lub dezynfekcji wysokiego poziomu,
- Odporny na temperaturę do 121°C,
- Ograniczenie wydostawania się oparów i oparów dzięki unikalnej zaokrąglonej krawędzi,
- Łatwe czyszczenie dzięki narożnikowi o szerokim promieniu
- Pojemność: 14,1 L,
- Kolor: niebieski,
- **W zestawie:**
  - **Perforowaną tacę wewnętrzną o wymiarach: 15 x 63 x 7 cm,**
  - **Pokrywa,**
- Wymiary:
  - Wewnętrzne: 14 x 66,5 x 13,4 cm,
  - Ogólne: 19 x 72,3 x 13,8
- Waga: 2,5 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

