



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) IVAC P1000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V, oraz poprzez jeden nowy wbudowany akumulator 6 V / 2,8 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 12 VA,
- **IVAC P1000** to pompa strzykawkowa przeznaczona do precyzyjnego podawania ciągłych infuzji. Rozbudowane alarmy i wyrafinowane systemy monitorowania w połączeniu z prostą obsługą, sprawiają, że urządzenie nadaje się do infuzji ogólnych i krytycznych,
- **Pompa posiada:**
 - Foliowany panel sterowania oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz,
 - Menu w języku niemieckim,
 - Uchwyt do powieszenia,
 - Wygodny uchwyt do transportu,
 - Wbudowane alarmy akustyczne,
- **Przystosowana do strzykawek:**
 - **10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml:**
 - DB PLASTIPAK,
 - TERUMO,
 - B BRAUN OMNIFIX,
 - B BRAUN PERFUSOR,
 - SHERWOOD MONOJECT,
 - RR PRONTO,
 - **50 ML:**
 - FRESENIUS INJECTOMAT,
 - ONCE,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 24 x 37 x 10,5 cm,
- Waga: 3 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

