



Cieplarko - suszarka laboratoryjna ELKON CSL-75 (Rekondujonywany (używany))

- Rekondujonywana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 0,80 kW,
- **Wbudowany mikroprocesorowy regulator kontroler LUMEL RE3:**
 - Wyświetlanie wartości procesu,
 - Wyświetlanie wartości zadanej,
 - Kontrolka alarmowa,
- Maksymalna temperatura: 110° C,
- **Komora wyposażona w:**
 - Szybę ochronną,
 - 4 szt. - Uchwyty do tacek, z możliwością zawieszenia ich na 12-tu poziomach wysokości,
 - 2 szt. - Półki siatkowe o wymiarach: 35,5 x 43 cm,
- Wymiary:
 - Komory: 37 x 43 x 37 cm,
 - Ogólne: 62 x 71 x 56,5 cm,
- Waga: 64,5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

