



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny TRUMPF CALYPSO NT 4544202 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: idealny,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Calypso NT** to wygodny, mobilny stół operacyjny przeznaczony dla specjalizacji chirurgicznych, diagnostyki i leczenia,
- Otwarty kształt litery C umożliwia bezproblemowe badanie przesiewowe ramieniem C,
- 3 - segmentowy,
- **Tapicerka z pianki poliuretanowej w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową, za dodatkową opłatą),**
- Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie: 60,5 - 91 cm,
- **Manualna regulacja:**
 - Segmentu pleców w płaszczyźnie góra-dół w zakresie: 0 - 75°,
 - Segmentu nóg w płaszczyźnie góra-dół w zakresie: 30° / 45°,
 - Pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: $\pm 20^\circ$,
- **Stół posiada:**
 - Przezierność X-RAY,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Duże koła z blokadą kierunkową pozwalają na szybki i bezpieczny transport pacjentów w nagłych wypadkach - na długich korytarzach, jak również w ciasne zakręty,
- Podstawa stołu wykonana ze stali nierdzewnej,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Wymiary:
 - Leża: 196 x 60 x 4,5 cm,
 - Ogólne: 216 x 64 x 60,5/91 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 110 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

