



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Fotel stomatologiczny A-DEC 1005 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **A-DEC 1005 to sterowany elektrycznie fotel dentystyczny z napędem hydraulicznym, o bardzo cichej pracy,**
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze szarym (zostanie wymieniona na nową, w kolorze wybranym przez klienta, z naszego wzornika kolorów),**
- Wszystkie elementy konstrukcyjne są metalowe, co zapewnia trwałość i sztywność,
- Podstawa wykonana z grubej płyty z litej stali zapewniająca wytrzymałość i stabilność,
- **Sterowany elektrycznie za pomocą załącznika nożnego oraz wbudowanych przycisków w oparciu fotela:**
  - Wysokość siedziska w zakresie: 45 - 82 cm,
  - Kąt nachylenia oparcia,
- **Manualna regulacja:**
  - Zagłówka,
  - Podłokietników, które przesuwają się do tyłu, aby ułatwić wchodzenie i wychodzenie pacjenta z każdej strony,
  - Obrotowa podstawa fotela,
- Wymiary:
  - Siedziska: 48 x 120 cm,
  - Oparcia 48 x 50 cm,
  - Podstawy 71 x 84 cm,
  - Ogólne: 76 x 130 x 112 cm,
- Waga: 142 kg.
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

