



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel stomatologiczny A-DEC 1005 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **A-DEC 1005 to sterowany elektrycznie fotel dentystyczny z napędem hydraulicznym, o bardzo cichej pracy,**
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze szarym (zostanie wymieniona na nową, w kolorze wybranym przez klienta, z naszego wzornika kolorów),**
- Wszystkie elementy konstrukcyjne są metalowe, co zapewnia trwałość i sztywność,
- Podstawa wykonana z grubej płyty z litej stali zapewniająca wytrzymałość i stabilność,
- **Sterowany elektrycznie za pomocą załącznika nożnego oraz wbudowanych przycisków w oparciu fotela:**
 - Wysokość siedziska w zakresie: 45 - 82 cm,
 - Kąt nachylenia oparcia,
- **Manualna regulacja:**
 - Zagłówka,
 - Podłokietników, które przesuwają się do tyłu, aby ułatwić wchodzenie i wychodzenie pacjenta z każdej strony,
 - Obrotowa podstawa fotela,
- Wymiary:
 - Siedziska: 48 x 120 cm,
 - Oparcia 48 x 50 cm,
 - Podstawy 71 x 84 cm,
 - Ogólne: 76 x 130 x 112 cm,
- Waga: 142 kg.
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

